



## ELISA ワークショップ スケジュール

予定時間 10:00-17:30

10:00-10:15	ガイダンス
10:15-11:25	実習) サンプル調製, サンプル濃度確認
11:25-11:45	実習) スタンダード調製, サンプル添加
11:45-12:30	昼食
12:30-13:15	講義) ELISA の原理
13:15-13:45	講義) ELISA と関連するアッセイ (プロトアレイ等)
13:45-14:05	実習) プレート洗浄, 一次抗体添加
14:05-14:55	講義) マルチプレックスアッセイ Luminex®
14:55-15:05	休憩
15:05-15:20	実習) プレート洗浄, HRP 標識二次抗体添加
15:20-15:50	講義) よくあるトラブルとその解決策
15:50-16:00	実習) プレート洗浄, 発色基質の添加
16:00-17:30	実習) 機器設定確認, 吸光度測定とデータ解析
17:30	終了